

Rotodent Diamantscheiben

Körnungen:

		 oder 	
extrafein	fein	standard	grob

Für andere Belegungen / Durchmesser / Stärken / Körnungen kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb.

Galvanisch belegte Diamantscheiben für alle Bereiche.

Separieren/Konturieren/Beschleifen von Keramikverblendungen | Kunststoffbearbeitung | Trennen von Modellsegmenten uvm.

Rotodent Diamantscheibe 930F zum Separieren / Konturieren von Keramikrestaurationen, Hochleistungs Hybridkeramiken, Zirkonoxid und Verblendkunststoffen.

TIPP

	
Schaff H	
Artikel Nr.:	930F
Durchmesser:	190
Stärke:	0,16
UpM:	20.000






Rotodent Empfehlung:

Durch ihre einzigartige Diamantstruktur auf speziellem Trägermaterial im Randbereich liefert die Rotodent Diamantscheibe 930F Höchstleistung in Bezug auf Standzeit und Kantenstabilität. Besonders an anspruchsvollen Werkstoffen wie Zirkon oder anderen modernen Hochleistungskeramiken kann sie ihre einzigartigen Schleifeigenschaften voll ausspielen.

Mehrfach belegte Diamantscheiben speziell zur Keramikbearbeitung (auch Silikat- und Glaskeramiken sowie für alle herkömmlichen Dentalmaterialien geeignet)

						
ZD-Scheibe Schaff H						
Artikel Nr.:	ZD 929U	ZD 929U	ZD 929F	ZD 929F	ZD 929	ZD 929
Durchmesser:	190	220	190	220	190	220
Stärke:	0,15	0,15	0,17	0,17	0,22	0,22
UpM:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Empfohlen zur Kunststoffbearbeitung

		
Schaff H		
Artikel Nr.:	981	G 902
Durchmesser:	220	180
Stärke:	0,2	0,25
UpM:	20.000	20.000

Starr (vollbelegt)

Flexibel (randbelegt)








 Schaff H						
	Artikel Nr.:	929E	929E	S 929E	S 929E	S 929
	Durchmesser:	080	100	080	100	130
	Stärke:	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	UpM:	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000

- SUPERFLEX -


 Schaff H							
	Artikel Nr.:	U 929	U 929	S 929	S 929	929	929
	Durchmesser:	190	220	190	220	190	220
	Stärke:	0,12	0,14	0,15	0,17	0,25	0,22
	UpM:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Netzscheibe

Starr (zum Trennen)




 Schaff H							
	Artikel Nr.:	934	934	934	925	S 951	951
	Durchmesser:	130	180	220	220	220	220
	Stärke:	0,15	0,15	0,15	0,20	0,15	0,15
	UpM:	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000




 Schaff H					 Schaff H			
	Artikel Nr.:	982R	Z 980R	950		950	Artikel Nr.:	900K (unten belegt)
	Durchmesser:	190	220	190		220	Durchmesser:	220
	Stärke:	0,18	0,2	0,25		0,28	Stärke:	0,50
	UpM:	20.000	20.000	20.000		20.000	UpM:	20.000



 Ø 2,35 mm | H-normal | 44 mm lang | ISO 104


Rotodent Gipstrennscheiben

Sägeschnittmodelle | Die spezielle Verzahnung verhindert das Zusetzen der Scheibe.

 Schaft H		
	Artikel Nr.:	365L
Durchmesser:	300	450
Stärke:	0,25	0,25
UpM:	10.000	10.000


 Schaft H		
	Artikel Nr.:	365
Durchmesser:	300	450
Stärke:	0,35	0,35
UpM:	10.000	10.000

 Schaft H	
	Artikel Nr.:
Durchmesser:	450
Stärke:	0,25
UpM:	10.000

 Schaft H		
	Artikel Nr.:	365R
Durchmesser:	350	400
Stärke:	0,25	0,25
UpM:	10.000	10.000

 beidseitig belegt

 unten belegt

 Ø 2,35 mm | H-normal | 44 mm lang | ISO 104