

Rotodent - Gesinterte Diamantscheiben

Sinterscheiben (Bindemittel Bronze)

Sinterdiamantscheiben bestehen aus einem hohen Diamantanteil im gesamten Arbeitsteil, wodurch es zu einem deutlich verbesserten Schleifverhalten kommt. Durch die metallische Bindung schleift sich bei Reibung automatisch das Bindemittel weg und legt kontinuierlich neues Diamantkorn frei. Bei verbrauchter äußerer Schicht steht die folgende Diamantschicht zum Schleifen bereit.

100% durchgesintert (starr)

Trennen von Gußkanälen, Beschleifen von NEM und CoCr-Legierungen

			
Artikel Nr.:	GS 9	GS 9	GS 9
Durchmesser:	080	160	220
Stärke:	0,4	0,25	0,3
UpM:	15.000	15.000	15.000

Scheibenrand gesintert (flexibel)

Trennen, Separieren und Konturieren von Keramik

		
Artikel Nr.:	GS 929	GS 929
Durchmesser:	120	200
Stärke:	0,15	0,15
UpM:	5.000	5.000

