

### Keramikfräser (weiß)

Kunststoff | PEEK | Valplast | Gips (auch feuchter Gips) | Abdrucksilikon | Thermoplastische Materialien | Zirkonoxid Grünlinge

Keramikfräser Kreuzverzahnt Schaft H max. 15.000 UpM									
	<table border="1"> <tr> <td>Artikel Nr.:</td> <td>KW 429X</td> <td>KW 452X</td> </tr> <tr> <td>Durchmesser:</td> <td>045</td> <td>060</td> </tr> <tr> <td>Länge (mm):</td> <td>13</td> <td>15</td> </tr> </table>	Artikel Nr.:	KW 429X	KW 452X	Durchmesser:	045	060	Länge (mm):	13
Artikel Nr.:	KW 429X	KW 452X							
Durchmesser:	045	060							
Länge (mm):	13	15							

### Keramikfräser (schwarz)

Alle Prothesenkunststoffe

Keramikfräser Kreuzverzahnt Schaft H max. 15.000 UpM						
	<table border="1"> <tr> <td>Artikel Nr.:</td> <td>KS 452X</td> </tr> <tr> <td>Durchmesser:</td> <td>060</td> </tr> <tr> <td>Länge (mm):</td> <td>15</td> </tr> </table>	Artikel Nr.:	KS 452X	Durchmesser:	060	Länge (mm):
Artikel Nr.:	KS 452X					
Durchmesser:	060					
Länge (mm):	15					

### Keramikfräser (blau)

Alle Dentalkunststoffe

Keramikfräser Kreuzverzahnt Schaft H max. 30.000 UpM															
	<table border="1"> <tr> <td>Artikel Nr.:</td> <td>KB 452FX</td> <td>KB 452X</td> <td>KB 452GX</td> <td>KB 452G</td> </tr> <tr> <td>Durchmesser:</td> <td>060</td> <td>060</td> <td>060</td> <td>060</td> </tr> <tr> <td>Länge (mm):</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> </table>	Artikel Nr.:	KB 452FX	KB 452X	KB 452GX	KB 452G	Durchmesser:	060	060	060	060	Länge (mm):	15	15	15
Artikel Nr.:	KB 452FX	KB 452X	KB 452GX	KB 452G											
Durchmesser:	060	060	060	060											
Länge (mm):	15	15	15	15											

### Rotodent Empfehlung für die Kunst- stoffpolitur

Ziegenhaarbürste mit Vlieseinlage zur Politur von Prothesenkunststoffen.



LB 17-80
8,0 cm
Prothesenkunststoff
Ziegenhaar

### Imprägnierte Vliespolierer (Anwendung ohne Polierpaste)

Bisschienen | Prothesenkunststoff | Thermoplastische Materialien | Acryl | PMMA

Die imprägnierten mit Aluminiumoxid durchtränkten Vliese erzeugen in kürzester Zeit Hochglanz ohne zu schmieren.

IV 100 / IV 101 max. 10.000 UpM												
	<table border="1"> <tr> <td>Artikel Nr.:</td> <td>IV 100</td> <td>IV 101</td> </tr> <tr> <td>Durchmesser:</td> <td>220</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>Stufe / Körnung:</td> <td>mittel</td> <td>fein</td> </tr> <tr> <td>Schaft:</td> <td>unmontiert</td> <td>unmontiert</td> </tr> </table>	Artikel Nr.:	IV 100	IV 101	Durchmesser:	220	220	Stufe / Körnung:	mittel	fein	Schaft:	unmontiert
Artikel Nr.:	IV 100	IV 101										
Durchmesser:	220	220										
Stufe / Körnung:	mittel	fein										
Schaft:	unmontiert	unmontiert										

erzeugt Hochglanz auf PMMA



**Mandrell 303 H | 304 H**  
Passend für Polierer IV 100 + IV 101