


Universalpolierer - Silikon (grob)
Keramik | Edelmetall | Acryl | Komposit

Weiche Silikonpolierer mit Siliziumkarbid-Körnung passen sich der Oberfläche an.

P 400 / P 401 / P 402 / P 410 max. 20.000 UpM 						
Artikel Nr.:	P 400	P 400	P 401	P 401	P 402	P 110
Durchmesser:	170	220	180	220	060	055
Länge/Stärke (mm):	2,5	3	3,5	4	24	15
Schaft:	unmontiert	unmontiert	unmontiert	unmontiert	unmontiert	H

Universalpolierer (mittel) für Mattglanz
Keramik | Edelmetall | Acryl | Komposit

P 410 / P 411 max. 20.000 UpM 				
Artikel Nr.:	P 410	P 410	P 411	P 411
Durchmesser:	170	220	170	220
Länge/Stärke (mm):	2,5	3	3,5	4
Schaft:	unmontiert	unmontiert	unmontiert	unmontiert

Kunststoffpolierer (mit Siliziumkarbid-Körnung)
Prothesenkunststoffe | KFO-Kunststoffe

P 430 - P 435 max. 7.000 UpM 						
Artikel Nr.:	P 430	P 431	P 432	P 433	P 434	P 435
Durchmesser:	100	100	100	100	100	100
Länge (mm):	20	24	20	24	20	24
Stufe/Körnung:	grob	grob	mittel	mittel	fein	fein
Schaft:	H	H	H	H	H	H

NEM Polierer (grob)
Chrom-Kobalt | NEM-Legierungen

Für schnellen Materialabtrag auf Metall. Extra harte Bindung für eine lange Standzeit. Besonders geeignet zur Gusshautentfernung.

P 453 - P 455
max. 20.000 UpM





Mandrell 303 H | 304 H
Passend für Polierer
P453 + P 454

Artikel Nr.:	P 453	P 454	P 455
Durchmesser:	220	220	060
Länge (mm):	3	4	22
Schaft:	unmontiert	unmontiert	unmontiert



Mandrell 301 L | 302 L
Passend für Polierer
P 455

NEM Polierer (mittel)
Chrom-Legierungen, Edelstahl, Titan

P 450 - P 452
max. 20.000 UpM





Mandrell 303 H | 304 H
Passend für Polierer
P 451 + P 452

Artikel Nr.:	P 450	P 451	P 452
Durchmesser:	060	220	220
Länge (mm):	22	4	3
Schaft:	unmontiert	unmontiert	unmontiert



Mandrell 301 L | 302 L
Passend für Polierer
P 450

NEM Hochglanzpolitur (Anwendung ohne Polierpaste)
Chrom-Legierungen, Edelstahl, Titan

IV 102
max. 10.000 UpM





Mandrell 303 H | 304 H
Passend für Polierer
IV 102

Artikel Nr.:	IV 102
Durchmesser:	220
Länge (mm):	3
Schaft:	unmontiert

Zirkon (Weißling)
ungesintertes Zirkon

Politur des Weißlings reduziert Bearbeitungszeit im gesinterten Zustand

Ohne eintrag von Farbpartikeln

Z 501 max. 10.000 UpM 		
Artikel Nr.:	Z 501	Z 501F
Durchmesser:	055	055
Länge (mm):	16	16
Körnung/Stufe:	grob	fein
Schaft:	H	H

Z 502 2 in 1 Polierer (grob & fein) max. 10.000 UpM 		
Artikel Nr.:	Z 502	Z 502
Durchmesser:	060	100
Länge (mm):	16	24
Körnung/Stufe:	grob/fein	grob/fein
Schaft:	H	H

