

Universalpolierer - Silikon (grob)

Keramik | Edelmetall | Acryl | Komposit

Weiche Silikonpolierer mit Siliziumkarbid-Körnung passen sich der Oberfläche an.

P 400 / P 401 / P 402 / P 410 max. 20.000 UpM						
	Artikel Nr.:	P 400	P 400	P 401	P 401	P 402
Durchmesser:	170	220	180	220	060	055
Länge/Stärke (mm):	2,5	3	3,5	4	24	15
Schaft:	unmontiert	unmontiert	unmontiert	unmontiert	unmontiert	H

Universalpolierer (mittel) für Mattglanz

Keramik | Edelmetall | Acryl | Komposit

P 410 / P 411 max. 20.000 UpM				
	Artikel Nr.:	P 410	P 410	P 411
Durchmesser:	170	220	170	220
Länge/Stärke (mm):	2,5	3	3,5	4
Schaft:	unmontiert	unmontiert	unmontiert	unmontiert

Kunststoffpolierer (mit Siliziumkarbid-Körnung)

Prothesenkunststoffe | KFO-Kunststoffe

P 430 - P 435 max. 7.000 UpM						
	Artikel Nr.:	P 430	P 431	P 432	P 433	P 434
Durchmesser:	100	100	100	100	100	100
Länge (mm):	20	24	20	24	20	24
Stufe/Körnung:	grob	grob	mittel	mittel	fein	fein
Schaft:	H	H	H	H	H	H

NEM Polierer (grob)

Chrom-Kobalt | NEM-Legierungen

Für schnellen Materialabtrag auf Metall. Extra harte Bindung für eine lange Standzeit. Besonders geeignet zur Gushautentfernung.

P 453 - P 455 max. 20.000 UpM					
	Artikel Nr.:	P 453	P 454	P 455	Mandrell 303 H 304 H Passend für Polierer P453 + P 454
	Durchmesser:	220	220	060	303 H 304 H
	Länge (mm):	3	4	22	Mandrell 301L 302L Passend für Polierer P 455
Schaft:	unmontiert	unmontiert	unmontiert	301L 302L	

NEM Polierer (mittel)

Chrom-Legierungen, Edelstahl, Titan

P 450 - P 452 max. 20.000 UpM					
	Artikel Nr.:	P 450	P 451	P 452	Mandrell 303 H 304 H Passend für Polierer P 451 + P 452
	Durchmesser:	060	220	220	303 H 304 H
	Länge (mm):	22	4	3	Mandrell 301L 302L Passend für Polierer P 450
Schaft:	unmontiert	unmontiert	unmontiert	301L 302L	

NEM Hochglanzpolitur (Anwendung ohne Polierpaste)

Chrom-Legierungen, Edelstahl, Titan

IV 102 max. 10.000 UpM					
	Artikel Nr.:	IV 102	Mandrell 303 H 304 H Passend für Polierer IV 102		
	Durchmesser:	220	303 H 304 H		
	Länge (mm):	3			
Schaft:	unmontiert				

PIN Polierer (Zur Ausarbeitung von Okklusionsflächen)
NEM Legierungen

P 430 / P 431 max. 25.000 UpM					
	Artikel Nr.:	P 430	P 430	P 431	P 431
	Durchmesser:	020	030	020	030
	Länge (mm):	20	20	20	20
	Schaft:	unmontiert	unmontiert	unmontiert	unmontiert
Stufe/Körnung:	grob	grob	fein	fein	

Mandrell 317 H 2 MM
Passend für Pin Polierer
P 430/020 und P 431/020.

Mandrell 317 H 3 MM
Passend für Pin Polierer
P 430/030 und P 431/030.

PIN Polierer (zur Politur in Kronen oder in Klammern)
NEM Legierungen

P 300 - P 302 max. 25.000 UpM				
	Artikel Nr.:	P 300	P 301	P 302
	Durchmesser:	030	030	030
	Länge (mm):	12	12	12
	Schaft:	unmontiert	unmontiert	unmontiert
Stufe/Körnung:	hart	mittel	weich	

Mandrell 300S H (Schraubmandrell)
Passend für Pin Polierer
P 300/030 | P 301/030 | P 302/030.

Universalpolierer
EM | NEM-Legierungen

P 426 / P 428 max. 20.000 UpM			
	Artikel Nr.:	P 426	P 428
	Durchmesser:	145	050
	Länge/Stärke (mm):	2,5	16
	Schaft:	H	H

Zirkonpolierer (Grünling)

2-Stufen Polierer für Zirkon im Grünlingszustand. Zum verschleifen von Verbindungsstegen.

Z 500 max. 15.000 UpM		
	Artikel Nr.:	Z 500
	Durchmesser:	100
	Länge/Stärke (mm):	23
	Schaft:	H

