

Polierbürsten (Zur Anwendung mit Polierpaste)

LB 100 Ziegenhaar (weich) Schaft H max. 10.000 UpM					Zur Vorpolitur von Edelmetall-Legierungen, Composite und Kunststoff.
	Artikel Nr.:	LB 100	LB 100	LB 100 Stern	
Durchmesser:	190	220	190	220	

LB 101 Ziegenhaar (mittelhart) Schaft H max. 10.000 UpM					Zur Vorpolitur von Edelmetall.
	Artikel Nr.:	LB 101	LB 101	LB 101 Stern	
Durchmesser:	190	220	190	220	

LB 102 Pferdehaar (hart) Schaft H max. 10.000 UpM					Zum Reinigen und Vorpolieren von NEM und Verbundkunststoffen.
	Artikel Nr.:	LB 102	LB 102	LB 102 Stern	
Durchmesser:	190	220	190	220	

LB 103 Chunking (extrahart) Schaft H max. 10.000 UpM					Zum Reinigen und Vorpolieren von NEM und Verbundkunststoffen.
	Artikel Nr.:	LB 103	LB 103	LB 103 Stern	
Durchmesser:	190	220	190	220	

Polierbürsten Schaft H max. 10.000 UpM					Geeignet für alle Dentalmaterialien.
	Artikel Nr.:	LB 120	LB 121	LB 122	
Durchmesser:	220	220	220	220	



Inhalt: 12g

Diamantpolierpaste

Die hochdosierte Diamant-Polierpaste mit Naturdiamantkorn sorgt für optimale Ergebnisse und besonderen Glanz auf Zirkon, Keramik und Titan. Durch die cremige Konsistenz haftet die Polierpaste besonders gut an der Bürste und sorgt für einen effektiven Politureinsatz, ohne einen Schmierfilm auf dem Material zu hinterlassen. Anwendbar auch bei Keramik-Reparaturen oder wenn kein Glanzbrand mehr durchgeführt werden kann.

Artikel Nr.: DP4

Ø 2,35 mm | H-normal | 44 mm lang | ISO 104

Pinselfürsten

LB Pinselfürsten Schaft H max. 10.000 UpM			 10 mm
Artikel Nr.:	LB 128Z Ziegenhaar (weich)	LB 128CH Chunking (Hart)	LB 128 Stahl (extra-hart)
Durchmesser:	070	070	070

Messingbürste

M 106 Messingbürste Schaft H max. 10.000 UpM	
Artikel Nr.:	M 106 Messing
Durchmesser:	220

Perfekte Oberflächen mit der Rotodent-Messingrundbürste M 106

Erreichen Sie eine hochglänzende Oberfläche an Edelmetallen und Co-Cr-Legierungen. Die weiche Messingbeschaffenheit verhindert Kratzer und schont das Material.

Dank der funkenfreien Eigenschaften ist sie ideal für empfindliche Werkstoffe.

Glätten, verdichten und vorpolieren – alles mit einer Bürste.

Kollegen-Tipp:

Ideal zum Glätten von Rändern auf weichen Kunststoffen. Kunststoffspähne werden spielend vom Werkstück entfernt.



 Ø 2,35 mm | H-normal | 44 mm lang | ISO 104