

Rundbürsten für den Polierbock

zur Anwendung mit Bimsstein oder Polierpaste

Hochwertige Arbeiten verdienen ein perfektes Finish - Mit der passenden, hochwertigen ROTODENT Rundbürste zur perfekten Oberfläche auf allen Dentalwerkstoffen.

upm 2.800					
	Artikel Nr.:	LB 10-44	LB 12-70 LB 12-50	LB 11-48	LB 13-55
	Durchmesser:	4,4 cm	7,0 cm / 5,0 cm	4,8 cm	5,5 cm
	Anwendung:	NEM CoCr	NEM CoCr	Kunststoff NEM Edelmetall	Kunststoff NEM Edelmetall
	Material:	Chunking	Chunking	Chunking	Chunking

Vlies- und Tucheinlagen sorgen für eine bessere Aufnahme der Polierpaste und machen die Politur noch effizienter.

upm 2.800					
	Artikel Nr.:	LB 14-80	LB 16-48	LB 17-80	LB 92-55
	Durchmesser:	8,0 cm	4,8 cm	8,0 cm	5,5 cm
	Anwendung:	Kunststoff NEM Edelmetall	Prothesenkunststoff Komposite	Prothesenkunststoff	Prothesenkunststoff
	Material:	Chunking	Ziegenhaar	Ziegenhaar	Ziegenhaar

TIPP

mit Vlieseinlage

mit Vlieseinlage

upm 2.800		upm 1.400				
	Artikel Nr.:		LB 15-80	Artikel Nr.:	LB 19-100	LB 18-80
	Durchmesser:		8,0 cm	Durchmesser:	10,0 cm	8,0 cm
	Anwendung:		Kunststoff Verblendkomposite Edelmetall	Anwendung:	Alle Materialien	Alle Materialien
	Material:		Chunking / Nesselstoff	Material:	Microfaser / Leder	Baumwolle

mit Tucheinlage

Hochglanz

Finish

