

Keramische Steine

Körnung	Bindung	Anwendung
 mittel	mittel	Siliziumcarbid Schleifer für Keramik und Kunststoffe
 mittel	hart	Edelkorund Schleifer für NEM und Titan
 mittel	hart	Edelkorund Schleifer für Metall- und Modellgusslegierungen
 mittel	hart	Edelkorund Schleifer für Edelmetalllegierungen

Schaft H max. 35.000 upm			
Artikel Nr.:	731 Grün	732 Grün	733 Grün
Durchmesser:	065	050	035
Länge (mm):	13	13	10,5

Schaft H max. 35.000 upm			
Artikel Nr.:	731 Weiss	732 Weiss	733 Weiss
Durchmesser:	065	050	035
Länge (mm):	13	13	10,5


Schaft H max. 35.000 upm			
Artikel Nr.:	731 Rosa	732 Rosa	733 Rosa
Durchmesser:	065	050	035
Länge (mm):	13	13	10,5

Schaft H max. 35.000 upm			
Artikel Nr.:	731 Braun	732 Braun	733 Braun
Durchmesser:	065	050	035
Länge (mm):	13	13	10,5



www.rotodent.de

KERAMISCHE STEINE



Ø 2,35 mm | H-normal | 44 mm lang | ISO 104