

Diamantpolierpaste



Die hochdosierte Diamant-Polierpaste mit Naturdiamantkorn sorgt für optimale Ergebnisse und besonderen Glanz auf Zirkon, Keramik und Titan. Durch die cremige Konsistenz haftet die Polierpaste besonders gut an der Bürste und sorgt für einen effektiven Politureinsatz ohne einen Schmierfilm zu hinterlassen.

Anwendbar auch bei Keramik-Reparaturen oder wenn kein Glanzbrand mehr durchgeführt werden kann.

Artikel Nr.: DP4

Inhalt: 12g

Zur Anwendung empfehlen wir Rotodent Polierbürsten z.B.:

LB 100 Ziegenhaar (weich) Schaft H max. 10.000 UpM			LB 101 Ziegenhaar (mittelhart) Schaft H max. 10.000 UpM		
Artikel Nr.:	LB 100	LB 100	Artikel Nr.:	LB 101	LB 101
Durchmesser:	190	220	Durchmesser:	190	220

LB 102 Pferdehaar (hart) Schaft H max. 10.000 UpM			LB 103 Chunking (extrahart) Schaft H max. 10.000 UpM		
Artikel Nr.:	LB 102	LB 102	Artikel Nr.:	LB 103	LB 103
Durchmesser:	190	220	Durchmesser:	190	220

Polierbürsten Schaft H max. 10.000 UpM				
	Ziegenhaar mit Leineneinlage	Ziegenhaar mit Ledereinlage	Baumwolle	Mikrofaser- Leder
Artikel Nr.:	LB 120	LB 121	LB 122	LB 126
Durchmesser:	220	220	220	220

Weitere Formen finden Sie in der Produktübersicht Poierbürsten...

Ø 2,35 mm | H-normal | 44 mm lang | ISO 104