

Mandrells aus rostfreiem Stahl

Spindelträger für
PIN-Polierer
z.B. P 300 - P 303

Spindelträger für Polierer
z.B. P 402 | P 450 | P 455

| | | | |
|---|---|---|--------|
|  |  |  | |
| Artikel Nr.: | 300S H | 302L H | 301L H |

Universalmandrell für Polierer, Scheiben, Bürsten

| | | | | |
|--|--|--|---|--------|
|  |  |  |  | |
| Artikel Nr.: | 303 H | 305S H | 304 H | 303S H |

Träger für Kaufflächen PIN Polierer
D 200 - D 206


Träger für Moor-
plast Scheiben

Schmirgelpapier-
träger

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|-------|
|  |  |  |  |  | |
| Artikel Nr.: | 317 H 2 MM | 317 H 3 MM | 313 H | 318 H | 314 H |

Adapter - Reduzierhülsen

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|-----------------------|
|  |  |  |  |  | |
| Artikel Nr.: | ADAPTER 4023 | ADAPTER 4032 | ADAPTER 4032 SPIRALE | ADAPTER 4033 | ADAPTER 4034 |
| Anwendung: | von W 2,35 mm auf FG 1,6 mm | von H 2,35 mm auf FG 1,6 mm | von H 2,35 mm auf FG 1,6 mm | von 3,00 mm auf 2,35 mm | von 3,0 mm auf 1,6 mm |

 Ø 2,35 mm | H-normal | 44 mm lang | ISO 104