

## Diamantschleifer - Spiraldiamanten

Rotodent Diamantinstrumente sind mit Naturdiamantkorn belegt und werden mit modernster, speziell entwickelter Galvanisierungstechnologie gefertigt.

Diamanten mit spiralförmiger Diamantierung liefern einen noch höheren Abtrag und sorgen für eine bessere Kühlung über die gesamte Instrumentenlänge. Das ausgebohrte Material wird durch die Spirale mit dem Kühlwasser abtransportiert.

### SP 6830L

Spiraldiamant Birne lang



Länge	mm	4,0	5,0	5,0	
Schaft	Körnung	Art. Nr.	Durchmesser		
FG	grob	● SP 6830L	012	014	016
FG	supergrob	● SP 5830L		014	016

### SP 6830RL

Spiraldiamant Birne lang  
rund



Länge	mm	4,0	5,0	5,0	
Schaft	Körnung	Art. Nr.	Durchmesser		
FG	grob	● SP 6830RL	012	014	016
FG	supergrob	● SP 5830RL		014	016

### SP 6850

Spiraldiamant Konus




Länge	mm	10,0	10,0	10,0	
Schaft	Körnung	Art. Nr.	Durchmesser		
FG	grob	● SP 6850	014	016	018
FG	grob	● SP 5850	014	016	018




Diamantkörnungen		● superfein 20 µ	● fein 40 µ	● standard 107-126 µ	● grob 151 µ	● supergrob 181 µ
<b>Schäfte</b>						
FG kurz   313 16 mm   Ø 1,6 mm	FG   314 19 mm   Ø 1,6 mm	FG LG   315 21 mm   Ø 1,6 mm	FG XLG   316 26 mm   Ø 1,60 mm	W   204 22 mm   Ø 2,35 mm		


**SP 6878**  
Spiraldiamant Torpedo

					
	Länge	mm	10,0	10,0	
	Schaft	Körnung	Art. Nr.	Durchmesser	
	FG	grob	● SP 6878	012	014
	FG	supergrob	● SP 5878	012	014


**SP 6879**  
Spiraldiamant Torpedo

						
	Länge	mm	10,0	10,0	10,0	
	Schaft	Körnung	Art. Nr.	Durchmesser		
	FG	grob	● SP 6879	012	014	016
	FG	supergrob	● SP 5879	012	014	016


**SP 6879L**  
Spiraldiamant Torpedo lang

					
	Länge	mm	12,0	12,0	
	Schaft	Körnung	Art. Nr.	Durchmesser	
	FG	grob	● SP 6879L	012	014
	FG	supergrob	● SP 5879L	012	014

**SP 6881**  
Spiraldiamant Zylinder rund

					
	Länge	mm	8,0	8,0	
	Schaft	Körnung	Art. Nr.	Durchmesser	
	FG	grob	● SP 6881	012	014
	FG	supergrob	● SP 6881		014







**SP 6882**  
Spiraldiamant Zylinder rund











					
	Länge	mm	10,0	10,0	
	Schaft	Körnung	Art. Nr.	Durchmesser	
	FG	grob	● SP 6879	012	014
	FG	supergrob	● SP 5879		014



www.rotodent.de

DIAMANTSCHLEIFER - SPIRALDIAMANTEN

-  Kronenpräparation
-  Kante rund
-  Füllungsbearbeitung
-  Kieferchirurgie
-  Füllungsentfernung
-  Kavitäten Präparation

<b>Diamantkörnungen</b>	 superfein 20 µ	 fein 40 µ	 standard 107-126 µ	 grob 151 µ	 supergrob 181 µ
<b>Schäfte</b>	 FG kurz   313 16 mm   Ø 1,6 mm	 FG   314 19 mm   Ø 1,6 mm	 FG LG   315 21 mm   Ø 1,6 mm	 FG XLG   316 26 mm   Ø 1,60 mm	 W   204 22 mm   Ø 2,35 mm