

PerioRed Instrumente in Hartmetall und Diamant für die mechanische Wurzelglättung in der parodontalen Therapie

Eine der wichtigsten Maßnahmen für eine erfolgreiche Parodontaltherapie ist das Säubern und Glätten der freiliegenden Wurzeloberflächen. Supra- und subgingival liegende Plaque sowie Zahnstein müssen restlos entfernt werden. Die bekannte manuelle Bearbeitung der Wurzeloberfläche mit einer Kürette, speziell an schwer zugänglichen Stellen, ist eine zeitintensive und umständliche Tätigkeit. Hier sind die speziell abgestimmten Instrumente, eine wertvolle Ergänzung zur mechanischen instrumentellen Parodontitis Behandlung.

Die Instrumente ermöglichen eine substanzschonende Wurzelglättung mit erkennbar geringerer Riefenbildung im Vergleich zur Kürettanwendung. Zur Kürettage von Wurzeloberflächen in tiefen Taschen, in schwer zugänglichen und schmalen Approximalräumen sowie in Furkationen.

Vorteile:

- Glatte und homogene Wurzeloberfläche
- Besserer Zugang zu den schwierigen Stellen (Furkationen, Wurzeleinziehung, tiefe Parodontaltaschen)

HM 747
Hartmetall
UpM opt. 8.000



| Länge | mm | 2,5 | 6,0 |
|--------|----------|-------------|-----|
| Schaft | Art. Nr. | Durchmesser | |
| W | HM 747 | 010 | |
| W-Lang | HM 747L | 010 | |

HM 758
Hartmetall
UpM opt. 8.000



| Länge | mm | 2,5 | 6,0 |
|--------|----------|-------------|-----|
| Schaft | Art. Nr. | Durchmesser | |
| W | HM 758 | 012 | |
| W-Lang | HM 758L | 012 | |



831
Diamant
UpM opt. 10.000 - 30.000



| Länge | mm | 7,0 | |
|--------|---|----------|-----|
| Schaft | Körnung | Art. Nr. | Ø |
| W | superfein ● | 0831 | 012 |
| W | fein ● | 8831 | 012 |



832
Diamant
UpM opt. 10.000 - 30.000



| Länge | mm | 5,0 | |
|--------|---|----------|-----|
| Schaft | Körnung | Art. Nr. | Ø |
| W | superfein ● | 0832 | 014 |
| W | fein ● | 8832 | 014 |



831L
Diamant
UpM opt. 10.000 - 30.000




| Länge | mm | 7,0 | |
|--------|---|----------|-----|
| Schaft | Körnung | Art. Nr. | Ø |
| W-Lang | superfein ● | 0831L | 012 |
| W-Lang | fein ● | 8831L | 012 |



832L
Diamant
UpM opt. 10.000 - 30.000



| Länge | mm | 5,0 | |
|--------|---|----------|-----|
| Schaft | Körnung | Art. Nr. | Ø |
| W-Lang | superfein ● | 0832L | 014 |
| W-Lang | fein ● | 8832L | 014 |

 Ø 2,35 mm | W-normal | 22 mm lang | ISO 204

 Ø 2,35 mm | W-Lang | 26 mm lang | ISO 205