

## Keramik-Gewebetrimmer

Zur Zahnfleischbehandlung. Als Alternative zu Skalpell und Elektrochirurgie.

Der Keramik - Gewebetrimmer schneidet bei Gewebekontakt des rotierenden Instrumentes durch Umwandlung seiner kinetischen Energie in Wärme. Diese Wärme wird ausschließlich innerhalb des umgebenden Bindegewebes wirksam und führt gleichzeitig zu einer Hämostase ( Blutstillung )

<b>GW 249/ GW 249L</b> max. 500.000 UpM		
Artikel Nr.:	GW 249	GW 249L
Durchmesser:	016	016
Länge/Stärke (mm):	5	8
Schaft:	FG	FG

Der Keramik - Gewebeschneider kann das Elektrotom ersetzen bei:

- Gingivektomie
- Gingivamodellierung
- Freilegung der Präparationsgrenzen
- Implantat Freilegung
- Sulkuseröffnung
- Freilegung von verlagerten Zähnen

**Die Keramikspitze wird nicht heiß.**

### Anwendung:

Immer ohne Kühl-Wasser-Spray

### Sterilisation:

Autoclav bis 135° C