










Universalpolierer - Silikon


Gold | Amalgam | NEM-Legierungen

3 Stufen Poliersystem mit Siliziumkarbid-Körnung.

Reducer (Abtrag) P 100 - P 102				
				
Artikel Nr.:	P 100	P 100	P 101	P 102
Durchmesser:	030	030	050	060
Länge (mm):	6,5	6	10	9,5
UpM Opt. (x1.000) :	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'
Schaft:	FG	W	W	W

Glätten P 103 - P 105				
				
Artikel Nr.:	P 103	P 103	P 104	P 105
Durchmesser:	030	030	050	060
Länge (mm):	6,5	6	10	9,5
UpM Opt. (x1.000) :	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'
Schaft:	FG	W	W	W

Hochglanz P 106 - P 108				
				
Artikel Nr.:	P 106	P 106	P 107	P 108
Durchmesser:	030	030	050	060
Länge (mm):	6,5	6	10	9,5
UpM Opt. (x1.000) :	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'
Schaft:	FG	W	W	W



Universalpolierer - Silikon

Keramik | Komposit | Edelmetall | Amalgam

Weiche Silikonpolierer mit Siliziumkarbid-Körnung; passen sich der Oberfläche an. Glätten aller dentalen Restaurationsmaterialien.

P 110 - P 112			
Artikel Nr.:	P 110	P 111	P 112
Durchmesser:	055	070	090
Länge (mm):	15	10	8,5
UpM Opt. (x1.000) :	7' - 10'	7' - 10'	7' - 10'
Schaft:	W	W	W