

## Polierbürsten - durchsetzt mit Diamantkorn



Alle Diamant-Bürsten werden ohne Polierpaste angewendet.

Mit Abnutzung der Borsten tritt immer wieder neues Diamantkorn an die Oberfläche. Dies sorgt für eine konstant hohe Polierleistung. Zum Polieren von Zahnschmelz bei Verfärbungen oder zur Politur von Komposite, Kompomer oder Keramik.

B 113D - B 115D			
Artikel Nr.:	B 113D	B 114D	B 115D
Durchmesser:	035	035	060
Länge (mm):	6	6	5
UpM opt. (x 1.000)	5'	5'	5'
Schaft:	W	W	W

## Polierbürsten - durchsetzt mit Silizium-Karbid

Alle Silizium-Karbid Bürsten werden ohne Polierpaste angewendet.

Mit Abnutzung der Borsten tritt immer wieder neues SiC an die Oberfläche. Dies sorgt für eine konstant hohe Polierleistung. Zum Polieren von Zahnschmelz bei Verfärbungen oder zur Politur von Komposite, Kompomer oder Keramik.

B 113S - B 115S			
Artikel Nr.:	B 113S	B 114S	B 115S
Durchmesser:	035	035	060
Länge (mm):	6	6	5
UpM opt. (x 1.000)	5'	5'	5'
Schaft:	W	W	W

