

Endo-Bohrer

Präparation der Zugangskavität

Cardiabohrer mit diamantiertem Hals und Hartmetallspitze.
 Batt-Bohrer mit blanker Spitze.

CD1 Cardiabohrer		
Artikel Nr.:	CD1	CD1
Durchmesser:	012	014
Länge (mm):	8	8
UpM (max):	300.000	300.000
Schaft:	FG-Lang	FG-Lang



Cardia Bohrer

Präparation der Zugangskavität

Trepanation, Aufbohren mit dem HM Rosenkopf. Der diamantierte Hals bietet die Möglichkeit die Kavität zu erweitern.

851 Batt-Bohrer 8 mm			
Artikel Nr.:	851	851	851
Durchmesser:	010	012	016
Länge (mm):	8	8	8
UpM (max):	300.000	300.000	300.000
Schaft:	FG	FG	FG



Batt-Bohrer

Präparation der Zugangskavität

Konischer Diamantbohrer mit nichtschneidender Spitze zur Bearbeitung der Kavitätswände.

857 Batt-Bohrer 10 mm		
Artikel Nr.:	857	857
Durchmesser:	012	016
Länge (mm):	10	10
UpM (max):	300.000	300.000
Schaft:	FG	FG



	Ø 2,35 mm W X-Lang 34 mm lang ISO 206		Ø 1,6 mm FG 19 mm lang ISO 314
	Ø 2,35 mm W-Lang 26 mm lang ISO 205		
	Ø 1,6 mm FG Lang 25 mm lang ISO 316		

6802L

Dia.-Kugel mit
diamantirtem
Hals



Diamantbohrer Kugel
*Präparation / Öffnung des
Wurzelkanals*

Spezielle Diamantinstrumente mit besonders
langem Hals zur Präparation und zum Öff-
nen des Wurzelkanals.

Artikel Nr.:	6802L	6802L
Durchmesser:	012	016
Länge (mm):	10	10
UpM (max):	300.000	300.000
Schaft:	FG	FG

801L

Dia.-Kugel mit
langem Hals



Artikel Nr.:	801L	801L	801L	801L
Durchmesser:	012	014	016	023
Länge (mm):	-	-	-	-
UpM (max):	300.000	300.000	300.000	300.000
Schaft:	FG-Lang	FG-Lang	FG-Lang	FG-Lang

ZD 6801

zur Tremanieren
von Zirkon-
Keramikkronen



Artikel Nr.:	ZD 6801	ZD 6801	ZD 6801
Durchmesser:	010	012	014
Länge (mm):	-	-	-
UpM (max):	300.000	300.000	300.000
Schaft:	FG	FG	FG

180
Gates
Bohrer
Gesamtlänge 28 mm




Artikel Nr.:	180	180	180	180	180	180
Durchmesser:	005	007	009	011	013	015
Länge (mm):	15	15	15	15	15	15
UpM (max):	800	800	800	800	800	800
Schaft:	W-Lang	W-Lang	W-Lang	W-Lang	W-Lang	W-Lang



180L
Gates
Bohrer lang
Gesamtlänge 32 mm




Artikel Nr.:	180L	180L	180L	180L	180L	180L
Durchmesser:	005	007	009	011	013	015
Länge (mm):	19	19	19	19	19	19
UpM (max):	800	800	800	800	800	800
Schaft:	W X-Lang	W X-Lang	W X-Lang	W X-Lang	W X-Lang	W X-Lang



191
Müllerbohrer /
Pulpakam-
merbohrer




Artikel Nr.:	191	191	191	191
Durchmesser:	010	012	016	018
Länge (mm):	14	14	14	14
UpM (max):	20.000	20.000	20.000	20.000
Schaft:	W X-Lang	W X-Lang	W X-Lang	W X-Lang



HM 1SEL
Endo Bohrer
für Wurzelka-
näle



Artikel Nr.:	HM 1SEL	HM 1SEL	HM 1SEL
Durchmesser:	006	008	010
Länge (mm):	15	15	15
UpM (max):	2.000	2.000	2.000
Schaft:	W X-Lang	W X-Lang	W X-Lang



Schnittfreudiger Spezial-Endobohrer für die Auffindung aller Wurzelkanäle bei mehrwurzligen Zähnen. Durch den langen Hals hat man eine gute Sicht in die Tiefe des Kavitätenbereiches.

