

Keramisch gebundene Schleifer

Als kostengünstige Alternative bieten wir 2 Körnungen für die abrassive Gestaltung von Füllungen in verschiedenen Formen an. Beide Steine sind in FG ISO 314 und W ISO 204 lieferbar.

Weißer Stein: Korngröße extrafein, Bindung hart

Grüner Stein: Korngröße mittel, Bindung mittelhart

Arkansas Steine (aus Aluminiumoxyd)

Keramik | Komposite

Arkansas Steine, extra fein, für das Feinschleifen / Polieren von Füllungsmaterialien

Arkansas Steine				
Artikel Nr.:	Ark. 601	Ark. 645	Ark. 661	Ark. 671
Durchmesser:	030	028	025	025
Länge (mm):	3	7	7	7
UpM Opt. (x1.000):	W 7'	W 7'	W 7'	W 7'
UpM Opt. (x1.000):	FG 15'	FG 15'	FG 15'	FG 15'
Schaft:	W FG	W FG	W FG	W FG

Silizium Karbidschleifer

Keramik | Edelmetalllegierungen | NEM | Kunststoffe

Silizium Karbidschleifer, für das Feinschleifen von Füllungsmaterialien

Silizium-Karbidschleifer			
Artikel Nr.:	601F	645F	661F
Durchmesser:	030	028	025
Länge (mm):	3	7	7
UpM Opt. (x1.000):	7'	7'	7'
Schaft:	W	W	W

