

RODENT - Prophylaxe Polierer

Rotodent liefert ein umfassendes Angebot an Polierern für die professionelle Prophylaxe- Behandlung.

Die meisten Poliersysteme sind dabei in 3 unterschiedlichen Härtegraden lieferbar. Sie haben damit sowohl für hartnäckige Beläge (harte Ausführung), als auch für besonders schmerzempfindliche Patienten (weiche Ausführung) immer das richtige Instrument griffbereit.

Ob fertig montiert oder unmontiert als Snap-On oder Screw-In Polierer bieten wir eine große Bandbreite je nach Anforderungen und Ausstattung in Ihrer Zahnarztpraxis.

Prophylaxe Polierer - Latexfrei

Latexfreie Kelchpolierer für Prophylaxe Anwendungen.

Polierer in 3 Härtegraden.

Einsatz immer mit Polierpaste. Einmalprodukt.

Montiert (Winkelstück)

mit Schutzring am Schaft um eine Verunreinigung des Winkelstücks zu verhindern.

**montiert
(Winkelstück)**

100 Stück

Artikel Nr.:	P 16	P 17	P 18
Durchmesser:	060	060	060
Länge (mm):	10	10	10
UpM opt. (x 1.000):	1,5'	1,5'	1,5'
Schaft:	W	W	W

- weich
- mittel
- hart

Schutzring verhindert Verunreinigungen im Kopf des Winkelstücks.

Unmontiert (Snap-On)

**unmontiert
(Snap-On)**

100 Stück

Artikel Nr.:	P 16	P 17	P 18
Durchmesser:	060	060	060
Länge (mm):	10	10	10
UpM opt. (x 1.000):	1,5'	1,5'	1,5'
Schaft:	unmontiert	unmontiert	unmontiert

passendes Mandrell

Artikel Nr.:	ST 299
Schaft	W

Snap-On Polierer zum Aufstecken – auf Mandrell ST 299 oder zur direkten Montage in ein Prophylaxe-Winkelstück (z. B. Micro-Mega, KaVo)

Prophylaxe Polierer - Latexfrei

- mittel
- weich

Latexfreie Polierer für Prophylaxe Anwendungen.
Polierer in 2 Härtegraden.
Einsatz mit Polierpaste. Einmalprodukt.

montiert
(Winkelstück)

100
Stück

Artikel Nr.:	P 60	P 61
Durchmesser:	045	045
Länge (mm):	9	9
UpM opt. (x 1.000):	1,5'	1,5'
Schaft:	W	W

Gesamtlänge: 24,5 mm
Prophylaxe-Spitze zur
Reinigung schwer
zugänglicher Stellen.



montiert
(Winkelstück)

100
Stück

Artikel Nr.:	P 62S	P 63S
Durchmesser:	060	060
Länge (mm):	7	7
UpM opt. (x 1.000):	1,5'	1,5'
Schaft:	W	W

kurzes Arbeitsteil

Gesamtlänge: 21,5 mm
Spritzschutz, verhindert ein Eindringen der
Polierpaste ins Winkelstück.
Außen angeordnete Noppen leiten die Paste
immer zur Kelchkante und damit in Richtung der
Zähne zur optimalen Zahnreinigung.

montiert
(Winkelstück)
mit Kunststoffschaft

100
Stück

Artikel Nr.:	P 64	P 65
Durchmesser:	060	060
Länge (mm):	9	9
UpM opt. (x 1.000):	1,5'	1,5'
Schaft:	W	W

besonders günstig


Gesamtlänge: 24,5 mm
Mit Kunststoffschaft. Spritzschutz, verhindert ein
Eindringen der Polierpaste ins Winkelstück.
Außen angeordnete Noppen leiten die Paste
immer zur Kelchkante und damit in Richtung der
Zähne zur optimalen Zahnreinigung.


Prophylaxe Polierer

Kelchpolierer für Prophylaxe Anwendungen und zur Politur von Gold und Amalgam geeignet.

Einsatz immer mit Polierpaste. Einmalprodukt.

Unmontiert (Snap-On)

unmontiert (Snap-On) 


 100 Stück

Artikel Nr.:	P 15
Durchmesser:	065
Länge (mm):	10
UpM opt. (x 1.000):	1,5'
Schaft:	unmontiert

passendes Mandrell

Artikel Nr.: ST 299

Schaft: W





Snap-On Polierer zum Aufstecken – auf Mandrell ST 299 oder zur direkten Montage in ein Prophylaxe-Winkelstück (z. B. Micro-Mega, KaVo)



Montiert (Winkelstück)

mit Metallschaft


montiert (Winkelstück) 

 100 Stück


Artikel Nr.:	P 15
Durchmesser:	065
Länge (mm):	10
UpM opt. (x 1.000):	1,5'
Schaft:	W

Montiert (Winkelstück)

mit Kunststoffschaft

montiert (Winkelstück) 

mit Kunststoffschaft

 100 Stück

Artikel Nr.:	P 30
Durchmesser:	065
Länge (mm):	8
UpM opt. (x 1.000):	1,5'
Schaft:	W

TIPP

Die günstige Alternative

**RODODENT
Top-Seller
Über 500.000
mal verkauft.**

Montiert (Winkelstück)

montiert (Winkelstück) 

 100 Stück

Artikel Nr.:	P 70
Durchmesser:	060
Länge (mm):	9
UpM opt. (x 1.000):	1,5'
Schaft:	W

Montiert (Winkelstück)

mit integrierter Bürste

montiert (Winkelstück) 



 100 Stück

Artikel Nr.:	PB 101
Durchmesser:	060
Länge (mm):	9
UpM opt. (x 1.000):	1,5'
Schaft:	W

Prophylaxe Polierer (Montiert - Winkelstück)

Der latexfreie Prophylaxe-Polierer P21 | P 22 erlaubt die ökonomische, spritzfreie Pastenapplikation. Dank des speziell konzipierten Lamellenprofils „schaufelt“ der Polierer nach dem Prinzip der Archimedes-Schraube Prophy-Paste und Speichel gegen die Cup-Kante. So wird die Bildung eines Spritzballens (Gemisch aus Paste und Speichel) vermieden und die Prophy-Paste laufend in Richtung Zähne transportiert. Dank der Wahl eines Materials mit niedrigem Reibungskoeffizienten wird der Zahn nicht erwärmt. Einsatz immer mit Polierpaste. Einmalprodukt.

montiert
(Winkelstück)

120 Stück

Artikel Nr.:	P 21 weich	P 22 hart
Durchmesser:	060	060
Länge (mm):	10	10
UpM opt. (x 1.000):	1,5'	1,5'
Schaft:	W	W

Prophylaxe Polierer - Prophy-Fix (ohne Polierpaste)

Flexibler Lamellenpolierer für Prophylaxe Anwendungen (Latexfrei). Ein Instrument für jede Zahnoberfläche. Glänzende Poliererergebnisse bei gleichzeitigem Erhalt der Oberflächenstruktur und und reduzierter Wärmeentwicklung. Einsatz ohne Polierpaste. Einmalprodukt.

Flexpolierer (Winkelstück)

montiert
(Winkelstück)

Kunststoffschaft



100 Stück

Artikel Nr.:	P 31	P 31
Durchmesser:	110	140
Länge (mm):	1,6	1,6
UpM opt. (x 1.000):	10' - 12'	10' - 12'