

Prophylaxe-Bürsten

Für eine optimale Reinigung der Zahnoberflächen bietet Ihnen Rotodent eine Vielzahl verschiedener Bürstenformen sowie unterschiedliche Härtegrade. Einsatz immer mit Polierpaste. Einmalprodukt.





Nylonbürsten - (Winkelstück)

B 112			
 100 Stück			
Artikel Nr.:	B 112 ROSA	B 1112 LILA	B 1112 BLAU
Durchmesser:	060	060	060
Länge (mm):	5	5	5
UpM opt. (x 1.000):	1,5'	1,5'	1,5'
Schaft:	W	W	W

- weich
- mittel
- hart







Nylonbürsten - (Screw-In)

B112S unmontiert			
 100 Stück			
Artikel Nr.:	B 112S ROSA	B 1112S LILA	B 1112S BLAU
Durchmesser:	060	060	060
Länge (mm):	5	5	5
UpM opt. (x 1.000):	1,5'	1,5'	1,5'
Schaft:	unmontiert	unmontiert	unmontiert



Screw-In Polierer mit Schraubgewinde - zum Einschrauben in Mandrell ST 288 oder zur direkten Montage in ein Prophylaxe-Winkelstück.

Nylonbürsten - (Winkelstück)

B 111			
 100 Stück			
Artikel Nr.:	B 111 ROSA	B 111 LILA	B 111 BLAU
Durchmesser:	035	035	035
Länge (mm):	7	7	7
UpM opt. (x 1.000):	1,5'	1,5'	1,5'
Schaft:	W	W	W

Prophylaxe-Bürsten

Für eine optimale Reinigung der Zahnoberflächen bietet Ihnen Rotodent eine Vielzahl verschiedener Bürstenformen sowie unterschiedliche Härtegrade. Einsatz immer mit Polierpaste. Einmalprodukt.

Nylonbürsten - (Winkelstück)

B 109 - B 118 härte mittel					
Artikel Nr.:	B 109	B 110	B 111	B 112	B 118
Durchmesser:	020	035	035	060	060
Länge (mm):	3	7	7	5	5
UpM opt. (x 1.000):	1,5'	1,5'	1,5'	1,5'	1,5'
Schaft:	W	W	W	W	W

Mit dem schmalen Borstenkopf eignet sich die Bürste **B 109** besonders für die Prophylaxebehandlung bei Bracket-Patienten.

Nylonbürsten *besonders günstig*

B 100 weich		B 100 hart	
Artikel Nr.:	B 100 gelb	Artikel Nr.:	B 100 schwarz
Durchmesser:	060	Durchmesser:	060
Länge (mm):	5	Länge (mm):	5
UpM opt. (x 1.000):	1,5'	UpM opt. (x 1.000):	1,5'
Schaft:	W	Schaft:	W

Interdentalbürsten

ID 100 Interdental		
Artikel Nr.:	ID 100	ID 100
Durchmesser:	020	040
Länge (mm):	14	8
UpM opt. (x 1.000):	1,5'	1,5'
Schaft:	W	W