

ROTO DENT - Prophyclean

Bei diesem Instrument für die Zahnreinigung, handelt es sich um einen Schleifer aus einer faserfreien Kunststoffmatrix, die ein sehr defensives Schleifkorn enthält. Das Schleifkorn ist weicher als der Zahnschmelz, damit sind Verletzungen am Zahnschmelz praktisch ausgeschlossen.

Das Instrument eignet sich hervorragend zum Entfernen von Zahnstein oder hartnäckigen Zahnverfärbungen z.B. durch Kaffee, Tee oder Rotwein.

Aufgrund der Stabilität und der filigranen Geometrie ermöglicht das System außerdem die gezielte Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Darüber hinaus verfügt das neue Poliersystem über Zusätze, die den Zahnschmelz neben der Reinigung ergänzend polieren.

Wasserkühlung empfohlen. Autoclavierbar 134° (ausgenommen PCS Scheiben)

Prophyclean (fein | grob)

PC 100 - PC 102 Körnung fein			
Artikel Nr.:	PC 100	PC 101	PC 102
Durchmesser:	030	035	025
Länge (mm):	9	6,5	7
UpM opt. (x 1.000):	5' - 10'	5' - 10'	5' - 10'
Schaft:	W	W	W

Das ROTODENT Multitalent in 2 Körnungen:

- » Entfernung von Zahnstein
- » Entfernung von Zahnverfärbungen
- » Reinigung schwer zugänglicher Stellen
- » Bearbeitung von Composit-Füllungen
- » Entfernung von Zementüberschüssen
- » Entfernung von Klebstoffresten

PC 100G - PC 102G Körnung grob			
Artikel Nr.:	PC 100G	PC 101G	PC 102G
Durchmesser:	030	035	025
Länge (mm):	9	6,5	7
UpM opt. (x 1.000):	5' - 10'	5' - 10'	5' - 10'
Schaft:	W	W	W

Verletzungen am Zahnschmelz ausgeschlossen

Prophyclean Scheibe

zur Interdentalen- oder Flächenanwendung. Geeignet Entfernung von Klebstoffresten. Einmalprodukt.

PCS 99 / PSC 99G	
 fein	 grob
Artikel Nr.:	PCS 99 PCS 99G
Durchmesser:	140 140
Stärke (mm):	0,14 0,21
UpM opt. (x 1.000):	5' - 10' 5' - 10'
Schaft:	unmontiert unmontiert

passendes Mandrell	
Artikel Nr.:	ST 280
Schaft	W

 Ø 2,35 mm | W-normal | 22 mm lang | ISO 204