

Mandrells

Screw-In Mandrell für die Prophylaxe		Snap-On Mandrell für die Prophylaxe (Kugelkopf)		
	Artikel Nr.: ST 288		Artikel Nr.: ST 290	ST 299
Schaft: W		Schaft: W	W	
Anwendung: z.B. mit Polierkelch P 16S		Anwendung: z.B. mit Polierkelch P 16		

Mandrell mit zusätzlichem Speicherschutz.

Mandrell für Flex Polierer		Mandrell für Flex Scheiben	
	Artikel Nr.: ST 300		Artikel Nr.: ST 280
Schaft: W		Schaft: W	
Anwendung: z.B. mit Flex Polierer FS 12F		Anwendung: z.B. mit Flex Scheibe FS 21M	

Universal-mandrell	
	Artikel Nr.: 303
Schaft: W	

Adapter - Reduzierhülsen

					
Artikel Nr.:	ADAPTER 4023	ADAPTER 4032	ADAPTER 4032 SPIRALE	ADAPTER 4033	ADAPTER 4034
Anwendung:	von W 2,35 mm auf FG 1,6 mm	von H 2,35 mm auf FG 1,6 mm	von H 2,35 mm auf FG 1,6 mm	von 3,00 mm auf 2,35 mm	von 3,0 mm auf 1,6 mm