

Bohrerstände




Bohrerstand BO-ST 30 (Edelstahl)

30 Universal-Aufnahmen
für 2,35 mm (Winkelstück) / 1,60 mm (Turbine)

B	T	H
10 cm	3,1 cm	3,1 cm

Artikel Nr.: BO-ST 30



Bohrerstand Aluminium

14 Aufnahmen 2,35 mm

B	T	H
8 cm	2,5 cm	6 cm

solange der
Vorrat reicht

Artikel Nr.: BO-A-LAB. 14



Bohrerstand Zahnarzt Kunststoff

40 Aufnahmen 2,35 mm (Winkelstück)
37 Aufnahmen 1,60 mm (Turbine)

B	T	H
8 cm	6 cm	3,5 cm



Boden Autoclavierbar
Deckel **nicht** Autoclavierbar

Artikel Nr.: BO-ST ZA